
# Hahnenbänke

### 7) Hahn(en)bänke


Mit Hilfe einer <u>Hahn(en)bank</u>

wird Butan-Gas in zwei 120 mL-Spritzen aufgefangen




#### 7) Hahn(en)bänke Dreiwegehähne und Hahn(en)bank

Kohlenstoffdioxid wird in drei 120 mL-Spritzen aufgefangen, die während des Experiments mehrfach entleert werden können



#### 7) Hahnenbank mit 5 Kanülen

Flammen an Kanülen gleichen Durchmessers, verschiedener Länge



## 7) Hahnenbank mit fünf 10 mL-Spritzen Experiment zur Kinetik 1.Ordnung (konstante Halbwertzeit)



Ergänzung: Klammernbank mit 3 Spritzen (10 mL) Experiment zur Kinetik 2.Ordnung

